

# ID 213 Instrumentendesinfektion

Expertennummer

(13/9)

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG (a DÜRR DENTAL company)

Wirkstoffbasis

Alkylaminderivat, quaternäre Verbindung

Anwendung

## Bakterien und Sprosspilze (bakterizid und levurozid)

Belastung	30 s	1 min	5 min	15 min	30 min	1 h
hoch			2.0%			

---

## Mykobakterium terrae (tuberkulozid)

Belastung	30 s	1 min	5 min	15 min	30 min	1 h
hoch						2.0%

---